



Laboratorio Controlado por:



**INSTRUCTIVO
TEST DE GRAHAM**

INSTRUCCIONES PARA LA RECOLECCION DE LA MUESTRA

El laboratorio proveerá de materiales para la toma de muestra

Durante 2 a 3 días el paciente debe adherir a la zona marginal del ano la parte adhesiva de una cinta de celofán transparente de 4cm de longitud durante 2 minutos y luego pegarlo sobre un portaobjetos.

Esto debe realizarse por la mañana antes de levantarse.

Luego de obtener las muestras remitir al laboratorio.